

Shoe Covers

SE: Skoskydd




NO: Skoovertrekk

DA: Skoovertræk

Size: 13 x 40 CM | **Color:** Blue

Material: Polyethylene



REF	FR67		Fourend Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti Yeni Mah. 4386 Sk. No:8/2/1 Adana, TURKEY
LOT	20201112		
	2020-11	Produced for/ Produced for	Nordiskt Papper AB Svarvaregatan 11, 341 34 Ljungby, SWEDEN Email: sales@nordisktpapper.se Web: www.nordisktpapper.se Phone: +46 (0)8 368650
	2025-11		

EN – Intended Use: The shoe covers are for hygienic protection against dirt and non-hazardous splashes. Intended to be used for low risk applications. Made from polyethylene.

Instructions for Use: Take it out from the package (box or polybag), then unfold it. Make sure the elastic rubber band is not worn. Thread the shoe cover over your shoes/feet.

Storage: Should be stored in a clean, dry, ventilated environment.

Disposal: Dispose of with household waste.

SE – Avsedd användning: Engångsskor är för hygieniskt skydd mot smuts och icke farliga stänk. Avsedd att användas för applikationer med låg risk. Tillverkad av polyeten.

Bruksanvisning: Ta ut skoskydden ur förpackningen (låda eller polybag) och fäll sedan ut den. Se till att det elastiska gummibandet inte är slitet. Trä skoskyddet över dina skor / fötter.

Lagring: Bör förvaras i en ren, torr, ventilerad miljö.

Avfallshandtering: Kasseras med hushållsavfall.

NO - Tiltenkt bruk: Skoovertrekket er for hygienisk beskyttelse mot smuss og ikke-farlige sprut. Beregnet til bruk for applikasjoner med lav risiko. Laget av polyetylen.

Bruksanvisning: Ta skoovertrekket ut av pakken (eske eller polybag), og brett den deretter ut. Forsikre deg om at det elastiske gummibåndet ikke er slitt. Tre skoovertrekket over skoene / føttene.

Oppbevaring: Bør oppbevares i et rent, tørt, ventilert miljø.

Avfallshåndtering: Kast sammen med husholdningsavfall.

DA - Tilsigtet anvendelse: Skoovertræket er til hygiejnisk beskyttelse mod snavs og ikke-farlige stænk. Beregnet til at blive brugt til applikationer med lav risiko. Fremstillet af polyethylen.

Brugsvejledning: Tag den ud af pakken (æske eller polybag), og fold den derefter ud. Sørg for, at det elastiske gummibånd ikke er slidt. Træk skoovertræket over dine sko / fødder.

Opbevaring: Opbevares i et rent, tørt, ventileret miljø.

Bortskaffelse: Bortskaffes sammen med husholdningsaffald.